

PROCEDIMIENTO DESPLIEGUE CARREOLA



Palancas para bajar el maneral hacia el frente para plegar



Se deben separar los ejes para que la carreola se sostenga correctamente sobre las ruedas.




Con la perilla del respaldo al ajustarla se controla la inclinación, al quitarla permite plegar la carreola.

MESA OPCIONAL

***INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLE
DE MESA**

COLOCACIÓN DE MESA



La mesa está lista para montarse.



La mesa es ajustable en altura y profundidad.

***Estas Instrucciones son solo de utilidad si usted a adquirido la mesa.**



PRODUCTOS MEDICOS,
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION

Manual General



CARREOLA PARA P.C.I. MOD. 954K

Health Group Industrias de México S.A. de C.V.
Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México
C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002
RFC: HGI9711269IA E- Mail: contacto@ortiz.biz